

ヒトiPS細胞由来心筋細胞

心筋毒性検出のデファクトスタンダード

iCell® Cardiomyocytes²


ディスカウント
キャンペーン

キャンペーン期間: 2017年3月31日(金)ご注文まで

iCell® Cardiomyocytes²
(iCell® 心筋細胞2.0)を

18% OFF!

製品番号/製品名	製品内容	希望小売価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
CMC-100-012-001 iCell® Cardiomyocytes ² 心筋細胞2.0培養キット	5×10 ⁶ cells/本 解凍用培地 1本 維持用培地 2本付	¥330,000/本	¥270,600/本
CMC-100-012-000.5 iCell® Cardiomyocytes ² kit 心筋細胞2.0ハーフサイズ培養キット	2.5×10 ⁶ cells/本 解凍用培地 1本 維持用培地 1本付	¥220,000/本	¥180,400/本



iCell® Cardiomyocytes²

製品特長

- >95%の高純度(cTNT+)心室細胞、心房細胞、結節筋細胞のポピュレーション
- ロット間のばらつきが少なく、幅広いアプリケーションで再現性の高い検証実験が可能
- 凍結保存品
- 播種4日後から実験可能です

豊富なアッセイアプリケーション

MEA、セルインピーダンス、Ca²⁺ Flux等のアプリケーションプロトコールを公開中

<https://cellulardynamics.com/resources/literature/>

お問い合わせ

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社

製品ご注文専用 TEL : 03-6427-7863 e-mail : order@cdi-j.com

テクニカルサポート TEL : 03-6271-1105 e-mail : tech@cdi-j.com